

2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1/14
по применению медицинских стерилизационных комбинированных упаковочных
материалов
«Dispodent» и «Sigma»
(«Сигма Медикал Сэмплаиз Корп.», Тайвань)

ВТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Дисподент»
И.Г. Шадури
2014г.



СОГЛАСОВАНО
Директор ФБУН НИИД
Воспалительных заболеваний
и инфекций
Н.В. Шестопалов
2014г.



по применению медицинских стерилизационных комбинированных упаковочных материалов

«Dispodent» и «Sigma»

(«Сигма Медикал Сэптайз Корп., Тайвань»)

Инструкция разработана ФБУН Научно-исследовательский институт дезинфектологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН «НИИДезинфектологии Роспотребнадзора»), «Сигма Медикал Сэптайз Корп.» (Тайвань) и ООО «Дисподент» (Россия).

Авторы: Мельникова Г.Н. ФБУН «НИИДезинфектологии Роспотребнадзора»;

Демидов П.А. (ГБУЗ Городская клиническая больница №4 ДЗ г.Москвы)
Г-н Jack Chu («Сигма Медикал Сэптайз Корп., Тайвань»)
Шадур И.Г. (ООО «Дисподент», Россия)

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических организаций, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инструкция распространяется на комбинированные (бумажно-плёночные) медицинские стерилизационные упаковочные материалы «Dispodent» и «Sigma» производства «Сигма Медикал Сэптайз Корп., Тайвань» (далее – упаковка), выделяющие стерилизационную паровую и газовую (с применением окиси этилена) методы.

Номенклатура названных изделий представлена следующими упаковками различных типов (Приложение 1):

- пакетами без складок самоклеющимися;
- рулонным материалом (рулоны) без складок;
- рулонным материалом (рулоны) со складками.

Указанные упаковки относятся к материалам однократного применения.

1.2. Упаковки предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации при их последующей транспортировке и хранении до использования по назначению.

1.3. Упаковки отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским стерилизационным упаковочным материалам:

- предназначены для соответствующих стерилизующих средств;
- не проминаемы для микроорганизмов (при условии, что соблюдены правила упаковывания при упаковывании подготавливаемых к стерилизации изделий, режимы стерилизации, условия и сроки хранения);
- сохраняют внешний вид (кроме цвета индикаторов, нанесённых на упаковки) после стерилизации соответствующим методом, а также целостность, в том числе герметичность швов;
- закрывание их нетрудоемко.

1.4. Срок годности упаковок, исчисляемый с даты их производства, составляет 5 лет при условии хранения упаковок в неэкспортированных коробках. При частичном расходовании упаковок из транспортировочной коробки дальнейшее хранение оставшихся упаковок (в пределах перематываемого срока годности) следует

1.5. Упаковочные материалы «Dispodent» и «Sigma» производятся «Сигма Медикал Сэплайз Корп., Тайвань, соответствующим требованиям Российского стандарта ГОСТ Р ИСО 11607-2003 «Упаковки для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации», а также международным стандартам CE ISO 11807 GM P, EN ISO 11607-1: 2006.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УПАКОВОК «Dispodent» и «Sigma» И ПРАВИЛА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ В НИХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Комбинированные упаковки изготовлены из прозрачной многослойной полимерной (полипропилен+полиэфир) пленки светло-голубого цвета (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги белого цвета (непрозрачная сторона), соединенных термощвами.

Прозрачная пленка позволяет легко идентифицировать упакованные изделия. Она состоит из двух полимерных материалов, соединенных между собой клеевым слоем. Внешний полимерный материал – полиэфирный – имеет температуру плавления 250°C, внутренний полимерный материал – полипропиленовый, состоящий из трех слоев – имеет температуру плавления около 160°C.

Уголки самоклеющихся пакетов дополнительно запаяны, чтобы пленка и бумага плотно прилегали друг к другу и уголки не загибались при хранении, а также для предотвращения скопления в них пыли. С открытой стороны самоклеющихся пакетов на внутренней поверхности выступающей бумажной части нанесен слой клея, закрытый защитной полоской из бумаги. На запаянном торцевом конце пакетов имеется вырез для пальца, облегчающий открывание пакетов перед их заполнением изделиями, а также при извлечении из них простерилизованных изделий.

Упаковки без складок предназначены для упаковывания небольших по толщине изделий, упаковки со складками – для упаковывания более объемных изделий и небольших наборов инструментов.

2.2. Маркировка упаковочных материалов «Dispodent» и «Sigma».

2.2.1. На бумажной стороне самоклеющихся пакетов (вне зоны размещения стерилизуемых изделий) нанесены следующие обозначения:

- торговая марка упаковки «Dispodent» или «Sigma»;
- название производителя упаковки Сигма Медикал Сэплайз Корп., Тайвань;
- маркировка типоразмера (мм);
- перечень международных стандартов, которым соответствуют упаковки;

- цветные химические индикаторы I класса (внутренний и наружный) с указанием названия соответствующего стерилизующего агента, описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации;

- для парового метода стерилизации – индикатор в виде трех диагональных штриховых полосок **голубого** цвета с обозначением стерилизующего агента (пар) с указанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации (**черный**);
- для газового метода стерилизации (с применением окиси этилена) – индикатор в виде трех диагональных штриховых полосок **розового** цвета с обозначением стерилизующего агента (окись этилена) с указанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации (**желтый**);

- схематическое изображение направления вскрытия упаковки и обозначение места вскрытия упаковки после стерилизации;
- напечатан порядок действий при открывании пакета (на внешней стороне выступающей бумажной части пакета);

• указание на то, что содержимое пакета можно использовать, только, если упаковка не

повреждена;

• одноразовое изделие.

2.2.2. На бумажной стороне рулонного материала (вне зоны размещения стерилизуемых изделий) нанесены следующие обозначения:

• торговая марка упаковки «Dispodent» или «Sigma»;

• номер LOT;

• маркировка типоразмера (мм);

• номер партии;

• цветные химические индикаторы I класса (наружные) с указанием названий

соответствующего стерилизуемого агента, описанием цвета, приобретаемого индикатором

после стерилизации:

- для парового метода стерилизации – индикатор в виде трех диагональных штриховых полосок **голубого** цвета с обозначением стерилизуемого агента (пар) с указанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации (**черный**);

- для газового метода стерилизации (с применением окиси этилена) – индикатор в виде трех диагональных штриховых полосок **розового** цвета с обозначением стерилизуемого агента (окись этилена) с указанием цвета, приобретаемого индикатором

после стерилизации (**желтый**);

• схематическое изображение направления вскрытия упаковки после стерилизации;

• не использовать, если упаковка повреждена;

• одноразовое изделие.

Примечание. По желанию заказчика на упаковках могут быть нанесены только те из перечисленных выше индикаторов, которые необходимы при проведении стерилизации

методами, используемыми в конкретной организации.

2.3. При использовании самоклеющихся пакетов для упаковывания изделий следует вложить в них изделие (соответствующее по размеру), а затем для заклеивания пакета - снять защитную полосу с адгезивного (клеявого) слоя, нанесенного на выступающий бумажный край пакета, перенести его по линии перфорации (вдоль клеявого слоя) и плотно прижать к прозрачной стороне пакета, надавливая в направлении от центра к боковым термошвам.

2.4. При использовании рулонного материала из него предварительно готовят пакеты. С помощью специальных режущих устройств нарезают отрезки, соответствующие длине изделий, подлежащих упаковыванию перед стерилизацией, с учетом запаса на свободное разделение и ширины швов. Необходимо учитывать, чтобы каждый из отрезков рулонного материала, подготавливаемых для изготовления пакетов, должен обязательно содержать участок с нанесенными химическими индикаторами. Одну сторону отрезка заклеивают с помощью термосварочного аппарата. Правильно выполненный термовшов должен быть не менее прочным, чем готовые боковые швы, при этом бумага и полимерная пленка не должны быть прожжены. Ширина термошва должна быть не менее 8 мм. Необходимо визуально контролировать целостность термошва.

2.5. Комбинированные упаковки, не имеющие клеявого слоя, заклеивают с помощью термосварочных аппаратов, в том числе аппаратов для запаивания медцинских материалов, предназначенных для стерилизации. Оптимальные условия термосваривания конкретных термосварочным аппаратом определяют опытным путем. Рекомендация производителей термосварочных аппаратов рабочей температуры термосваривания комбинированных упаковок составляет от плюс 180°С до плюс 190°С.

Примечание. Для запаивания упаковок применяют электронное термическое запаивающее устройство, обеспечивающее оптимальные условия термосваривания при постоянной температуре (согласно Руководству по эксплуатации). К ним относятся

2.6. Перед упаковыванием изделий упаковку осматривают, проверяя её целостность.
Поврежденные упаковки использовать не допускается!

Подлежащие стерилизации чистые, сухие изделия, предварительно подвергнутые
предстерилизационной очистке, выстиранное и высушенное операционное белье помещают
в пакеты, оптимально подходящие по размеру пакеты (в том числе подготовленные из
рулонного материала). При этом изделия размещают, ориентируя рабочей частью в
открытую сторону пакета (сторона наполнения).

Медицинские инструменты, в зависимости от их размеров, типа и количества,
используемых для манипуляций, формируют и упаковывают в индивидуальном виде или
в виде наборов.

Для предотвращения повреждения упаковок колпачками (иглы и др.) и режущими
(скальпели, резекционные ножи, ножницы) инструментами используются различные
защитные приемы: упаковывают изделия последовательно в две упаковки; обортывают
рабочие части инструментов чистыми марлевыми или бумажными салфетками.

Подлежащие стерилизации изделия из текстильных материалов (операционное белье:
халаты, простыни, пеленки, полотенца и др.), а также перевязочный материал (бинты,
марлевые салфетки, ватные шарики и др.), комплектуют с учетом удобства извлечения для
использования при определенной манипуляции/операции. Халаты, простыни и другое
белье упаковывают по одному изделию в отдельные пакеты. Перевязочный материал
формируют от 5 до 20 штук по пакетам.

Вес упаковок, подготовляемой к стерилизации, не должен превышать 5 кг.
Стеклянные изделия (флаконы, бутылки, чашки Петри и др.) укладывают в пакеты,
горышком вниз, чтобы не скапливался конденсат. Стеклянные микропипетки
ориентируют «носиками» вниз, размещая по 5 штук в пакете.

Пакеты следует заполнять не более, чем на 3/4 объема, во избежание разрыва во время
стерилизации.

2.7. Упаковываемые изделия пакеты запечатывают с помощью термосварочного
аппарата. Перед закрыванием пакетов из них следует удалить как можно больше воздуха
путем проглаживания пакета рукой в направлении от закрытого конца к открытому. Для
облегчения запечатывания упаковок необходимо предусмотреть дополнительное
пространство между изделием и бугорком швом (запечатываемым краем) со стороны
наполнения, обеспечив расстояние между ними не менее 30 мм. Для исключения
образования складок в процессе термосваривания двойной упаковки у внешнего пакета
оставляют дополнительный запас 20-30 мм по длине.

2.8. Упаковки с изделиями, подготовленные к стерилизации, должны иметь четкую
маркировку с указанием даты стерилизации.
Все надписи на упаковках, в том числе сведения о дате стерилизации, допускаются
делать только вне зоны размещения стерилизуемых изделий.

3. ПРАВИЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ УПАКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Стерилизацию упакованных изделий осуществляют в стерилизаторах,
разрешенных в установленном порядке к применению в Российской Федерации, а также
соответствии с режимами, регламентированными действующими документами, а также
согласно инструкции по эксплуатации стерилизатора конкретного типа.

3.2. При загрузке стерилизаторов необходимо следить за правильностью
размещения упаковок с изделиями в стерилизационной камере: не допускать
соприкосновения упаковок со стенками камеры и дверью (крышкой) стерилизатора;

запечатывающие устройства "Euroseal 2001 плюс" и "The Euroseal" производятся компанией "EURONDA S.p.A" (Италия). Имеют сертификат соответствия: РОСС ИТ. AB57.B04884 о пригодности для эксплуатации в медицинских учреждениях.

2.6. Перед упаковыванием изделий упаковку осматривают, проверяя её целостность. Поврежденные упаковки использовать не допускается!

Подлежащие стерилизации чистые, сухие изделия, предварительно подвергнутые предстерилизационной очистке, выстиранное и высушенное операционное белье помещают в пакеты, оптимально подходящие по размеру пакеты (в том числе подготовленные из рулонного материала). При этом изделия размещают, ориентируя рабочей частью в открытую сторону пакета (сторона наполнения).

Медицинские инструменты, в зависимости от их размеров, типа и количества, используемых для манипуляций, формируют и упаковывают в индивидуальном виде или в виде наборов.

Для предотвращения повреждения упаковок колпачками (иглы и др.) и режущими (скальпели, резекционные ножи, ножницы) инструментами используются различные защитные приемы: упаковывают изделия последовательно в две упаковки; обортывают рабочие части инструментов чистыми марлевыми или бумажными салфетками.

Подлежащие стерилизации изделия из текстильных материалов (операционное белье: халаты, простыни, пеленки, полотенца и др.), а также перевязочный материал (бинты, марлевые салфетки, ватные шарики и др.), комплектуют с учетом удобства извлечения для использования при определенной манипуляции/операции. Халаты, простыни и другое белье упаковывают по одному изделию в отдельные пакеты. Перевязочный материал формируют от 5 до 20 штук по пакетам.

Вес упаковки, подготовляемой к стерилизации, не должен превышать 5 кг. Стеклозные изделия (флаконы, бутылки, чашки Петри и др.) укладывают в пакеты, торышком вниз, чтобы не скапливался конденсат. Стеклозные микропипетки ориентируют «носиками» вниз, размещая по 5 штук в пакете.

Пакеты следует заполнять не более, чем на 3/4 объема, во избежание разрыва во время стерилизации.

2.7. Упаковываемые изделия пакеты запечатывают с помощью термосварочного аппарата. Перед закрыванием пакетов из них следует удалить как можно больше воздуха путем проглаживания пакета рукой в направлении от закрытого конца к открытому. Для обеспечения запечатывания упаковок необходимо предусмотреть дополнительное пространство между изделием и бугорком швом (запечатываемым краем) со стороны наполнения, обеспечивая расстояние между ними не менее 30 мм. Для исключения образования складок в процессе термосваривания двойной упаковки у внешнего пакета оставляют дополнительный запас 20-30 мм по длине.

2.8. Упаковки с изделиями, подготовленные к стерилизации, должны иметь четкую маркировку с указанием даты стерилизации.

Все надписи на упаковках, в том числе сведения о дате стерилизации, допускаются делать только вне зоны размещения стерилизуемых изделий.

3. ПРАВИЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ УПАКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Стерилизацию упакованных изделий осуществляют в стерилизаторах, разрешенных в установленном порядке к применению в Российской Федерации, в соответствии с режимами, регламентированными действующими документами, а также согласно инструкции по эксплуатации стерилизатора конкретного типа.

3.2. При загрузке стерилизаторов необходимо следить за правильностью размещения упаковок с изделиями в стерилизационной камере: не допускать соприкосновения упаковок со стенками камеры и дверью (крышкой) стерилизатора;

соблюдать норму загрузки; не ставить друг на друга, а также на верхнюю полку корзин, касаться, подносы и лотки с упакованными наборами инструментов (кроме корзин, специально предназначенных для такого размещения).

В паровых и газовых стерилизаторах стерилизационную камеру заполняют не более, чем на 2/3 объема, чтобы пар и газ могли циркулировать между и внутри упаковок.

3.3. Упаковки с изделиями, оставшиеся влажными после стерилизации, не вскрывая упаковок, подсушивают в методом, непосредственно после стерилизации, не вскрывая упаковок, подсушивают в сушильном шкафу или в воздушном стерилизаторе при температуре не выше 85°C.

3.4. При стерилизационной обработке происходит визуальное различие изменение цвета химического индикатора, нанесенного для соответствующего метода стерилизации на комбинированной упаковке, что свидетельствует о факте проведения стерилизации данным методом и позволяет отличить подвергнутое стерилизации изделие от нестерилизованного.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКАХ

4.1. Простерилизованные в упаковках изделия необходимо хранить в закрытых шкафах в чистых сухих помещениях*, желательно при температуре 15-30°C и относительной влажности 33-50%, избегая воздействия прямых солнечных лучей. В эти помещения должен быть исключен доступ посторонних лиц.

4.2. Допустимый срок хранения изделий, простерилизованных в упаковках «Disprodent» и «Sigma» с учетом данных изготовителя (при соблюдении условий, перечисленных в п. 4.1.), приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Способ	Метод стерилизации	Срок хранения
Пакеты из рулонного материала без складок	С помощью термосварочного устройства	Паровая, газовая	1 год
Пакеты из рулонного материала со складками	С помощью термосварочного устройства	Паровая, газовая	1 год
Пакеты самоклеящиеся	Заклеивание вручную	Паровая, газовая	6 месяцев

* Воздушная среда помещений по уровню микробной обсемененности должна соответствовать требованиям Приложения 7 СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

Внимание! Срок хранения в каждом конкретном случае не должен превышать срока, оставшегося до истечения срока годности используемой упаковки.

4.3. До вскрытия стерилизационной упаковки, перед использованием простерилизованного изделия по назначению, проводят визуальный контроль каждой упаковки.

Запрещается использовать изделие из стерилизационной упаковки в следующих случаях:

- если истек срок годности упаковок данной партии;
- если истек допустимый срок хранения простерилизованных изделий или отсутствует информация о дате стерилизации/конечном сроке хранения;
- если нарушена целостность упаковки;
- если химический индикатор не изменил свой цвет;

- если упаковка влажная;
 - если нарушены рекомендованные условия хранения.
 При отсутствии нарушений стерилизационные упаковки вскрывают со стороны нерабочей части инструмента с соблюдением мер асептики, выкладывают изделия на «стерильный стол» или сразу используют по назначению.

5. ПРАВИЛА ВСКРЫТИЯ УПАКОВОК ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ

5.1. При отсутствии нарушений, перечисленных в п.п. 4.2. и 4.3., упаковки (перед применением простерилизованных в них изделий/материалов) вскрывают с соблюдением мер асептики, учитывая направление вскрытия, указанное схематическим изображением на боковой стороне упаковки (со стороны нерабочей части инструмента).
 При вскрытии упаковок, во избежание разрывов боковой стороны, последнюю необходимо удерживать в руке, отделяя от нее полимерную сторону. Пакеты заводского изготовления начинают вскрывать с имеющихся на них термозападных углов.
 5.2. Простерилизованные изделия/материалы извлекают из упаковок и выкладывают на «стерильный стол» или сразу используют по назначению.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

6.1. Упаковки в плотно закрытых (неповрежденных) картонных коробках изготовители транспортируют всеми видами транспорта (в крытых транспортных средствах) в соответствии с правилами перевозки грузов и условиями, обеспечивающими сохранность изделий в упаковках, действующими на данном виде транспорта.
 6.2. Плотно закрытые (неповрежденные) картонные коробки с упаковками размещают и хранят в чистых и сухих помещениях,дали от огня и нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств с соблюдением температуры от плюс 15⁰С до плюс 35⁰С и относительной влажности 25-65%.

6.3. Перед размещением в транспортную тару (коробки), рулонный материал «Dispodent» или «Sigma», свернутый в рулоны, герметично упаковывают в специальные пластиковые кожухи, предотвращающий загрязнение рулона или попадание на него влаги при упаковке, перепалковке, транспортировке и хранении. Перед помещением в коробку несколько рулонов их упаковывают дополнительно в плотный полиэтиленовый пакет.
 На транспортные коробки нанесена следующая маркировка:

➤ название товара

➤ торговая марка «Dispodent» или «Sigma».

➤ название производителя

➤ маркировка типоразмера

➤ количество штук

➤ номер партии

➤ дата производства

➤ перечень международных стандартов

➤ обозначение: одноразовое изделие

➤ краткое описание методов упаковки изделий в пакеты и стерилизации пакетов из рулонного материала (сопровождается фотографиями).

6.4. Самоактивирующиеся пакеты «Dispodent» или «Sigma», упакованные в картонные диспенсеры по 200 штук, размещают в транспортную тару (коробки).
 На картонных диспенсерах нанесена следующая маркировка:
 ➤ название товара

- торговая марка «Dispodent» или «Sigma».
- название производителя
- маркировка типоразмера
- количество штук
- номер партии
- дата производства
- перечень международных стандартов
- обозначение: одноразовое изделие
- краткое описание методов упаковки изделий в пакеты и стерилизации, а также вскрытия пакетов (сопровождается фотографиями).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(СТРАВОЧНОЕ)

АСОРТИМЕНТ КОМБИНИРОВАННЫХ САМОКЛЕЯЩИХСЯ ПАКЕТОВ (БЕЗ СКЛАДОВ) «DISPODENT» И «SIGMA» ДЛЯ ПАРОВОГО И ГАЗОВОГО (С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКСИД ЭТИЛЕНА) МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Пакеты самоклеющиеся стерилизационные	
Размер пакета, мм	Размер пакета, дюймы
57 x 133	2-1/4" x 5-1/4"
90 x 162	3-1/2" x 6"
70 x 257	2-3/4" x 10"
90 x 257	3-1/2" x 10"
135 x 283	5-1/4" x 11"
180 x 335	7" x 13"
190 x 358	7-1/2" x 12"
300 x 380	11-3/4" x 15"
300 x 474	11-3/4" x 17-3/4"

**АССОРТИМЕНТ КОМБИНИРОВАННЫХ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ
РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ «ДИСПОДЕНТ» И «SIGMA» СО СКЛАДКАМИ И БЕЗ
СКЛАДОВ (ПЛОСКИЕ) ДЛЯ ПАРОВОГО И ГАЗОВОГО (С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКСИД
ЭТИЛЕНА) МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

Рулоны стерилизационные со складками	Размер рулона (ширина x длина), мм x м	
	75 x 100	
	100 x 100	
	120 x 100	
	150 x 100	
	200 x 100	
	250 x 100	
	300 x 100	
Рулоны стерилизационные без складок (плоские)	50 x 200	
	75 x 200	
	100 x 200	
	120 x 200	
	150 x 200	
	200 x 200	
	250 x 200	
	300 x 200	
	350 x 200	
	400 x 200	

**АССОРТИМЕНТ КОМБИНИРОВАННЫХ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ
РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ «ДИСПОДЕНТ» И «SIGMA» СО СКЛАДКАМИ И БЕЗ
СКЛАДОВ (ПЛОСКИЕ) ДЛЯ ПАРОВОГО И ГАЗОВОГО (С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКСИ
ЭТИЛЕНА) МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

Рулоны стерилизационные со складками	Размер рулона (ширина x длина), мм x м	
	75 x 100	
	100 x 100	
	120 x 100	
	150 x 100	
	200 x 100	
	250 x 100	
	300 x 100	
Рулоны стерилизационные без складок (плоские)	50 x 200	
	75 x 200	
	100 x 200	
	120 x 200	
	150 x 200	
	200 x 200	
	250 x 200	
	300 x 200	
	350 x 200	
	400 x 200	